

m9238-01-dms0

11.13

8.16
7.93
7.83
7.81
7.79
7.51
7.50
7.49
7.47
7.44
7.41
7.41
7.38

5.15
5.13
5.11
5.10
4.77
4.52
4.51
4.50
4.49
3.38
3.35
3.24
3.22
3.14
3.13
3.11
2.60
2.52
2.51
2.50
2.50
1.63
1.42
1.25

Sample name: dBET6-01

0.96

1.00
1.05
1.09
3.01
2.83

1.06
2.01
1.05

3.10
5.27
1.88
4.83
3.31

1.51
3.11
4.53
8.80

14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 -1

f1 (ppm)

3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0